

Mikrocid AF liquid

Schnelldesinfektion

Eigenschaften:

Aussehen: klare, farblose Flüssigkeit
Dichte: 0,890 g/cm³

Zusammensetzung und Wirkung:

Mikrocid AF liquid stellt eine Schnelldesinfektion auf Basis Ethanol und 1-Propanol dar.
Das Produkt ist nicht schäumend.

Anwendungsvorschrift:

Mikrocid AF liquid ist eine gebrauchsfertige Lösung. Mikrocid AF liquid unverdünnt auf Gegenstände und Flächen aufbringen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Ausbringung maximal 50 ml/m². ggf. überschüssige Präparatemengen nach der Einwirkzeit mit ungefärbtem Einmaltuch entfernen.

Wirksamkeiten

Einwirkzeiten

Bakterien, Pilze (gemäß DGHM-Richtlinien bei verkürzten Einwirkzeiten)

1 min

MRSA
(Multiresistente Staphylococcus aureus-Stämme)

1 min

Tb

1 min

viruzid *

30 min

begrenzt viruzid*
(inkl. HIV, HBV, HCV)

30 sek.

Adeno-Viren

2 min

BVDV

30 sek.

Norovirus**

60 sek.

Papova SV40

15 min

Polio-Viren

30 min

Rota-Viren

30 sek.

Vaccinia 30 sek.

VAH / DGHM-Liste / Zertifikat
Flächendesinfektion in Krankenhaus und Praxis 5 min

ÖGHMP Expertise Nr.95/8 1 min

* gemäß RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01/2004

** geprüft mit neuem Prüfvirus: Murines Norovirus

Gefahrenhinweis und Sicherheitsratschläge:

Beim Einsatz des Produktes sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den entsprechend gültigen Sicherheitsdatenblättern.

Lagerhinweis:

Mikrozid AF liquid im Originalgebinde gut verschlossen bei Raumtemperatur lagern.
Hitze und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Gebinde:	Art.Nr.	4456	Karton 10 x 1 Liter
		4457	Kanister 10 Liter

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften!

1T104