

K1 Allzweckreiniger

Einsatzgebiet

- Verfahren:** Tägliche Unterhaltsreinigung
- Oberflächen:** alle wasserbeständigen Oberflächen und Böden wie z.B. PVC, Linoleum, Kautschuk, polierten Kunst- und Naturstein, glasierten Fliesen und Klinker.
- Hinweis:** Nicht geeignet für unbehandelte Holz- und Korkoberflächen. Nur über das hollu Konzentrat-System anwendbar.



Art.Nr. 2370

Karton

4 x 2 L

Verschmutzungsgrad



pH = 8

im Konzentrat

Eigenschaften

- Hinterlässt einen angenehmen Frischeduft
- Universeller Reiniger auf jeglichen Oberflächen
- Hervorragendes Produkt für glänzende Oberflächen, trocknet schnell und streifenfrei

Vorteile

- In Verbindung mit dem Konzentratsystem sehr wirtschaftliches System

Nachhaltigkeit und Ökologie

Nachhaltigkeit und schonender Umgang mit der Umwelt und Ressourcen steht bei hollu seit jeher im Vordergrund. Als Spezialist für Reinigungsprodukte und -lösungen für den gewerblichen Anwender achten wir auf ökologisch verträgliches Handeln – von der Rohstoffauswahl und der Produktion bis zur Auslieferung. Gleichzeitig unterstützen wir unsere Kunden mit Schulungen, detaillierten Reinigungsplänen und neuesten Dosiertechnologien bei der täglichen Produktanwendung - zum Nutzen von Ökonomie und Ökologie. Dies belegen wir durch die Zertifizierung nach ISO 14001 (Umweltmanagementsystem) und EMAS-Zertifizierung. Dabei berücksichtigen wir auch den sorgsamen Umgang mit Energie und Wasser sowie die Wiederverwertbarkeit unserer Verpackungsmaterialien. Die Gebinde bestehen aus PE und recyclebarem Karton und können restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Kanister können restentleert zurückgegeben werden.

Anwendung



Idealer Weise wird bei der Herstellung der Anwendungslösung das Wasser in der Flasche vorgelegt, um die Schaumentwicklung gering zu halten.

Anwendungslösung auf die Fläche auftragen (kann aufgesprüht oder mit einem Tuch aufgetragen werden) – bei Bedarf trocken nachwischen.

Dosierung

5 ml / L Lösung (kalt)

Kompatible Systemprodukte



Passender Spender: Art.Nr. 2382 Konzentratspender K1

Lagerhinweis

Das Produkt kann im Temperaturbereich von 4 °C bis +40 °C gelagert werden.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften!

www.hollu.com

hollu Systemhygiene GmbH

A-6170 Zirl | Salzstraße 6 | Tel. +43 5238 52800 | Fax -990 | E-Mail: info@hollu.com

© hollu Systemhygiene GmbH | Produktblatt | 04/2019

Irrtümer, Satz- & Druckfehler, sowie Änderungen vorbehalten.

so geht sauber.

